

# Processus et Précautions de Collage Readi-Base® eXact™

Les brackets en céramique et les brackets métalliques hybrides de TPO sont fabriqués avec une base en maille polymère exclusive pour assurer la sécurité du patient et faciliter la dépose. Veuillez consulter attentivement les lignes directrices et les précautions suivantes avant toute opération de collage.

## Processus de Collage Recommandé

- 1 Prophylaxie.
- 2 Rincer et sécher.
- 3 Appliquer une solution contenant 37 % d'acide phosphorique pendant 20 à 30 secondes.
- 4 Rincer et sécher.
- 5 Appliquer l'apprêt / l'agent scellant ; de l'air peut être utilisé pour le délayer. Se reporter à la liste des produits approuvés ci-dessous.
- 6 Tirer sur l'opercule en aluminium pour ouvrir l'emballage individuel du bracket. À l'aide des forceps de positionnement du bracket, enlever et placer le bracket sur la dent en appliquant une légère pression pour obtenir une adhérence immédiate et empêcher que le produit adhésif ne s'étale. Cette adhérence immédiate accorde un délai suffisant pour positionner avec précision chaque bracket.
- 7 Une fois la position définitive atteinte, appliquer une pression sur le bracket pour étaler le produit adhésif sur toute la surface à coller. Essuyer toute quantité excessive de produit adhésif.
- 8 Faire durcir l'adhésif selon les instructions fournies par le fabricant.

## Apprêts / Agents scellants compatibles avec la base en maille polymère de TPO®

NOTE: Les kits de collage dans la liste contiennent des apprêts.

### Utilisation Approuvée

TPO	Résine Scellante (recommandée)
3M	Transbond XT Transbond Plus Self Etching Primer
Reliance	Rely-a-Bond
Opal	Opal Seal
Dentsply	Prime & Bond NT Xeno IV

### Précautions

- Éviter tout produit qui favorise / augmente le collage.
- Consulter cette liste de produits connus pour contenir des activateurs.
- Éviter les apprêts avec agent de remplissage car ils favorisent un collage trop puissant.
- En cas de doute, veuillez contacter le fabricant du produit adhésif.



### Utilisation Non Approuvée

3M	Transbond MIP Clinpro Sealant Adper Prompt L-pop
Reliance	Enhance LC Light Bond Sealant Maximum Cure Sealant System LED Proseal Assure Proseal Assure Bonding Resin
Ormco	Ortho Solo
Kerr	Optibond XTR Optibond Solo Plus Optibond All in One Optibond FL
American	Eagle FluorSure
Opal	Opal Primo Bond Enhancer
Dentsply	NeoBond Adhesive and Primer
Kuraray	Clearfil S <sup>3</sup> Bond Plus



TP Orthodontics Europe

TPOrtho.com