

Considerações Sobre Colagem Read-Base® eXact™

Os brackets híbridos metálicos e cerâmicos da TPO são fabricados com uma base de malha de polímero exclusiva para a segurança do paciente e facilidade de descolagem. Leia estas instruções e considerações cuidadosamente antes da aplicação.

Recomendação de Colagem

- 1 Profilaxia.
- 2 Lavar e secar.
- 3 Condicionamento ácido - com ácido fosfórico a 37% durante 20 a 30 segundos.
- 4 Lavar e secar.
- 5 Aplicação de primário/selante – ar pode ser utilizado para o tornar mais fino. *Consulte a lista seguinte de produtos aprovados.*
- 6 Retire a película de revestimento do bracket. Utilizando o alicate de colocação, remova o bracket e coloque sobre o dente com uma ligeira pressão para uma ligação provisória. Esta ligação vai permitir aderência suficiente dando tempo para posicionamento correto de cada bracket.
- 7 Uma vez a posição final alcançada, pressione os bracket para espalhar o adesivo por toda a superfície. Remova o adesivo em excesso.
- 8 Fotopolimerize de acordo com as instruções do fabricação.

Primários/Selantes Compatíveis com a Base de Malha de Polímero TPO®

NOTE: Os kits de colagem listados contêm primários.

Aprovado para Utilização

TPO	Resina selante (recomendado)
3M	Transbond XT Transbond Plus Self Etching Primer
Reliance	Rely-a-Bond
Opal	Opal Seal
Dentsply	Prime & Bond NT Xeno IV

Considerações Especiais

- Evite qualquer produto que promova/melhore a colagem.
- Consulte esta lista de produtos conhecidos que contêm intensificadores.
- Os primários com “enchimento” devem ser evitados uma vez que provocam uma colagem mais forte.
- Na dúvida, contacte o fabricante do adesivo.



Não Aprovado para Utilização

3M	Transbond MIP Clinpro Sealant Adper Prompt L-pop
Reliance	Enhance LC Light Bond Sealant Maximum Cure Sealant System LED Proseal Assure Proseal Assure Bonding Resin
Ormco	Ortho Solo
Kerr	Optibond XTR Optibond Solo Plus Optibond All in One Optibond FL
American	Eagle FluorSure
Opal	Opal Primo Bond Enhancer
Dentsply	NeoBond Adhesive and Primer
Kuraray	Clearfil S ³ Bond Plus



TP Orthodontics Europe

TPOrtho.com